

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item KC6423 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of the medical device directive 93/42/EEC (MDD). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

Distributed in the EU by:
MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

Manufacturer:
HANGZHOU FOREIGN ER & TRADE SERVICE CO., LTD.
58 Chang Sheng Road, 310006 Hangzhou CN



PO: 41-XXXX
Made in China

KC6423

EN

First aid kit in EVA material.

Includes:

Medical Device Directive (MDD):

- 3x Long adhesive bandages.
- 2x Round adhesive bandages.
- 2x Bandages (5cm)
- 1x Bandages (3.5cm)

- The adhesive bandages are sterile unless the package is damaged or opened
- For single use only
- Store in a dry place

Clean and dry the wound and wound environment. Remove the plasters from the packaging and remove the backing paper without touching the wound pad. Place the wound pad over the wound and press the edges well. Check the wound regularly and change the patch at least once a day. Do not use on wounds with a lot of exudates. In case of skin irritation, remove the patch and do not continue to use the product. Consult a doctor if healing is not forthcoming or irritations persist.

General Safety Regulation (GS)

- 1 pair of scissors.
- 3 cotton ball - wrap in a paper Ø1.8x6cm
- 1x adhesive tape.
- 6x cotton swabs.
- 1 triangular bandage.

EC Regulation 1223/2009 on cosmetics

- 2x cleaning wipes.

DE

Erste-Hilfe-Set:

Inhalt :**Medizinprodukteverordnung (MDD):**

3x rechteckige Pflaster

2x runde Pflaster

2x Bandage (5cm)

1x Bandage (3,5cm)

- Das Pflaster ist steril, es sei denn, die Verpackung ist beschädigt oder geöffnet.
- Nur für die einmalige Verwendung.
- An einem trockenen Ort aufbewahren.

Reinigen und trocknen Sie die Wunde und die Umgebung der Wunde. Das Pflaster aus der Verpackung nehmen und das Trägerpapier abziehen, ohne die Wundauflage zu berühren. Legen Sie die Wundauflage auf die Wunde und drücken Sie die Ränder gut an. Kontrollieren Sie die Wunde regelmäßig und wechseln Sie das Pflaster mindestens einmal am Tag. Nicht bei stark nässenden Wunden anwenden. Bei Hautreizungen entfernen Sie das Pflaster und verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn die Heilung nicht eintritt oder die Reizungen anhalten.

Geprüfte Sicherheit (GS)

1 Schere

3x Wattebausch - eingewickelt in Papier Ø1,8x6cm

1x Klebeband

6x Wattestäbchen

1 Dreiecksbandage

EG-Verordnung 1223/2009 über kosmetische Mittel

2x Reinigungstücher.

FR

Trousse de premiers secours en matériel EVA.

Comprend :

Directive sur les dispositifs médicaux (MDD) :

3x pansements adhésifs longs.

2x pansements adhésifs ronds
2x bandes (5cm)
1x bandes (3,5 cm)

- Le pansement adhésif est stérile sauf si l'emballage est endommagé ou ouvert
- À usage unique seulement
- Entreposer dans un endroit sec

Nettoyez et séchez la plaie et autour de la plaie. Retirez les pansements de l'emballage et retirez le papier protecteur sans toucher le pansement. Placez le pansement sur la plaie et appuyez bien sur les bords. Vérifiez régulièrement la plaie et changez le pansement au moins une fois par jour. Ne pas utiliser sur des plaies qui suintent beaucoup. En cas d'irritation cutanée, retirez le pansement et arrêtez de l'utiliser. Consulter un médecin si la plaie ne guérit pas ou si les irritations persistent.

Règlement Général de Sécurité (GS)

1 paire de ciseaux.
3x boules de coton - enveloppées dans un papier Ø1.8x6cm
1x sparadrap
6x cotons-tiges
1 bandage triangulaire.

Règlement CE 1223/2009 sur les cosmétiques

2x lingettes nettoyantes.

ES

Botiquín de primeros auxilios en material EVA

Incluido:

Directiva sobre productos sanitarios (MDD)

3 vendas adhesivas largas.
2x Vendas adhesivas redondas.
2x Vendas (5cm)
1x Vendas (3,5cm)

- El esparadrapo esta esterilizado a menos qu'el paquete esté

dañado o abierto

- Para un solo uso
- Almacenar en un lugar seco

Limpia y seca la herida y su entorno. Sacar los esparadrapos del envase y retirar el papel de soporte sin tocar la almohadilla de la herida. Colocar el parche sobre la herida y presionar bien los bordes. Revisar la herida regularmente y cambiar el parche al menos una vez al día. No utilizar en heridas con mucho exudado. En caso de irritación de la piel, retirar el parche y no seguir utilizando el producto. Consultar a un médico si no se produce la curación o persisten las irritaciones.

Reglamento general de seguridad (GS):

1 par de tijeras.

3 bolas de algodón - envueltas en un papel de Ø1,8x6cm

1 cinta adhesiva.

6x bastoncillos de algodón.

1 venda triangular.

Regulación EC 1223/2009 en cosméticos:

2x toallitas de limpieza

IT

Kit di pronto soccorso in materiale EVA.

Include:

Direttiva sui dispositivi medici (MDD):

3 bende adesive lunghe.

2 bende adesive rotonde.

2x bende (5 cm)

1x bende (3,5 cm)

- Il cerotto adesivo è sterile a meno che la confezione non sia danneggiata o aperta
- Solo per uso singolo
- Conservare in un luogo asciutto

Pulire e asciugare la ferita e intorno la ferita. Rimuovere i cerotti dalla confezione e rimuovere la carta protettiva senza toccare il tamponne. Posizionare il tamponne sulla ferita e premere bene i bordi. Controllare regolarmente la ferita e cambiare il cerotto almeno una volta al giorno. Non utilizzare su ferite con molto sangue. In caso di irritazione cutanea, rimuovere il cerotto e non continuare ad utilizzare il prodotto. Consultare un medico se la guarigione non è imminente o le irritazioni persistono.

Regolamento di sicurezza generale (GS)

1 paio di forbici.
3 tamponi di cotone Ø1,8x6 cm
1x nastro adesivo.
6 tamponi di cotone.
1 benda triangolare.

Regolamento CE 1223/2009 sui cosmetici

2 salviette per la pulizia.

NL

EHBO doos van EVA-materiaal.

EHBO doos bevat:

Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD):

3x Lange zelfklevende verbanden.
2x Ronde zelfklevende verbanden.
2x Bandages (5cm)
1x Bandages (3,5cm)

- De zelfklevende pleisters zijn steriel, tenzij de verpakking beschadigd of geopend is
- Uitsluitend voor eenmalig gebruik
- Op een droge plaats bewaren

Maak de wond en wondomgeving schoon en droog. Haal de pleisters uit de verpakking en verwijder het schutpapier zonder het wondkussen aan te raken. Plaats het wondkussen over de wond en druk de randen goed aan. Controleer de wond regelmatig en vervang de pleister ten minste eenmaal per dag. Niet gebruiken op

wonden met veel wondvocht. In geval van huidirritaties de pleister verwijderen en het product niet verder gebruiken. Raadpleeg een arts als genezing uitblijft of irritaties aanhouden.

Algemene veiligheidsverordening (GS)

1 schaar.

3 katoenen bal - wikkel in een papier Ø1.8x6cm

1x plakband.

6x wattenstaafjes.

1 driehoekig verband.

EG-verordening 1223/2009 betreffende cosmetica

2x reinigingsdoekjes.

PL

Apteczka z materiału EVA.

Zawiera:

Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych (MDD)

3x długie bandaże samoprzylepne

2x okrągłe bandaże samoprzylepne

2x Bandaż (5cm)

1x Bandaż (3.5cm)

- Plaster jest produktem sterylnym, chyba że opakowanie jest uszkodzone lub otwarte
- Wyłącznie do jednorazowego użytku
- Przechowywać w suchym miejscu

Oczyść i osusz ranę oraz miejsce obok rany. Plastry wyjąć z opakowania i zdjąć papier ochronny bez dotykania opatrunku. Umieścić opatrunek na ranie i dobrze docisnąć brzegi. Regularnie sprawdzaj ranę i zmieniaj plaster przynajmniej raz dziennie. Nie stosować na rany z dużą ilością wysięku. W przypadku podrażnienia skóry, usunąć plaster i nie kontynuować stosowania produktu. W przypadku braku gojenia lub utrzymujących się podrażnień skonsultuj się z lekarzem.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa (GS)

1 para nożyczek.

3x bawełniana kulka - zawijana w papier Ø1,8x6cm

1x taśma klejąca

6x waciki bawełniane

1 trójkątny bandaż.

Rozporządzenie WE 1223/2009 w sprawie kosmetyków

2x chusteczką czyszczące